



ANIMAL HEALTHCARE

A tradition of excellence in product innovation.



CONTENTS	Page
English.....	1 - 4
Français	5 - 8
Italiano	9 - 12
Deutsch	13 - 16
Español.....	17 - 20
Nederlands.....	21 - 24
Andover	25 - 26



Andover Healthcare, Inc.

9 Fanaras Drive, Salisbury, MA 01952
Toll Free: 800-432-6686
Phone: 978-465-0044 • Fax: 978-462-0003
www.andoverhealthcare.com

 Proudly Made in USA



GREAT CHOICES FROM ANDOVER



ORDERING INFORMATION

PetFlex®

For companion animal use.

- EasyTear® technology - no scissors needed
- Sweat and water-resistant
- Controlled compression - will not constrict
- Available in 13 colors in sizes 1" - 4", plus exclusive patterns and print packs including Smiley Pack, PetPack, PawPack and HeartPack - bitter-taste No Chew print also available



Bitter-taste "No Chew" print - helps prevent biting and tearing of bandage!

No Chew PetFlex contains bitterants that have been tested and found safe to use on animals.



PetFlex®·AFD

ABSORBENT FOAM DRESSING

- Foam pad and PetFlex cohesive in one
- Quick and easy to apply
- High absorption and retention of fluid
- Controlled compression - will not constrict
- EasyTear® technology - no scissors needed
- Effective on puncture wounds, abrasions and lacerations
- Conforms to wound bed - reduces maceration and promotes healing
- Won't stick to wound bed

PetFlex AFD available in Blue Paws on White



PetFlex layer - Strong, flexible PetFlex sticks to itself for quick and easy wrapping

Waterproof film - Prevents leakage and contamination

Absorbent foam - Patented hydrophilic foam pad draws and holds fluid while keeping wound site clean and protected



Wrapping a leg wound with PetFlex AFD



After cleaning the wound, unroll PetFlex AFD to expose absorbent foam pad and place over wound. Cover wound with foam pad, wrapping bandage around completely so that it covers the first layer.



Prior to each wrap around leg, pull bandage out approximately 6". Continue to wrap at desired tension with 50% overlap. Seal end of bandage to bottom layer with finger pressure for a strong, solid seal.



PetFlex®

U.S. Patent No. 5.762.623 European Patent No. 0839222



Catalog #	Size	Rolls/Case
2100XX-030	1" x 5 yds.	30
2200XX-036	2" x 5 yds.	36
2300XX-024	3" x 5 yds.	24
2400XX-018	4" x 5 yds.	18

XX = Color Code. Example: 2300PW

Colors Available:

Tan (TN), White (WH), Red (RD), Blue (BL), Green (GR), Yellow (YL), N. Pink (NP), N. Green (NG), Purple (PU), Orange (OR), Light Blue (LB), Black (BK), Teal (TE)

No Chew (NC):

Green No Chew on Yellow-Green

Colorpack (CP):

N. Pink, Blue, Purple, Light Blue, N. Green, Red

Rainbowpack (RB):

Teal, Blue, White, Purple, Red, Green

Smiley Pack (SC):

Smiley on N. Pink, Yellow, N. Green, Lavender, Orange, Light Blue

PetPack (PP):

Blue Stars on Aqua, Blue Dots on Lavender, Purple Hearts on N. Pink, Green Bones on Banana, Smiley on Orange, Blue Paws on N. Green

PawPack (PC):

Blue Paws on Lavender, Yellow, Aqua, White, N. Green, N. Pink

Heart Pack (HP):

Purple Hearts on White, Blue Hearts on N. Green, Purple Hearts on Pink, Blue Hearts on Lavender, Red Hearts on White, Blue Hearts on Aqua

Individual prints available in full cases:

Blue Paw on White (PW), Smiley on Yellow (SM), Blue Stars on Aqua (ST), Blue Dots on Lavender (DL), Purple Hearts on N. Pink (HT), Green Bones on Banana (BS), Smiley on Orange (SO), Blue Paws on N. Green (PNG)

PetFlex®·AFD

U.S. Patent No. 5.762.623 European Patent No. 0839222 Patent Pending U.S. Patent No. 6.566.576 Dicon Technologies

Catalog #	Size	Rolls/Case
2220PW	2" x 2.5 yds.	16
2440PW	4" x 2.5 yds.	8



Andover Healthcare, Inc. • www.andoverhealthcare.com Proudly Made in USA





GREAT CHOICES FROM ANDOVER



ORDERING INFORMATION

PowerFlex® For equine use.

- Strong - 23 lbs tensile strength
- Won't shred - high abrasion resistance
- Straight hand-tear
- Quick, easy application - no scissors needed
- Controlled compression - will not constrict
- Sweat and water resistant - won't saturate or slip
- Available in 15 colors and a variety of patterns including bitter-taste No Chew. Print packs include HeartPack and Print Pack.



Bitter-taste
"No Chew" print -
helps prevent biting and
tearing of bandage!

No Chew PowerFlex
contains bitterants that have
been tested and found safe
to use on animals.



PowerFlex®·AFD ABSORBENT FOAM DRESSING

- Foam pad and PowerFlex cohesive in one
- Quick and easy to apply
- High absorption and retention of fluid
- Controlled compression - will not constrict
- Straight, hand-tear - no scissors needed
- Effective on puncture wounds, abrasions and lacerations
- Conforms to wound bed - reduces maceration and promotes healing
- Won't stick to wound bed

PowerFlex AFD
available in Black

PowerFlex layer - Strong,
flexible PowerFlex sticks
to itself for quick and
easy wrapping

Waterproof film - Prevents
leakage and contamination

Absorbent foam - Patented
hydrophillic foam pad draws
and holds fluid while keeping
wound site clean and protected



Wrapping a leg wound with PowerFlex AFD



After cleaning the wound,
unroll PowerFlex AFD
to expose absorbent foam
pad and place over wound.
Cover wound with foam
pad, wrapping bandage
around completely so that
it covers the first layer.



Prior to each wrap around
leg, pull bandage out ap-
proximately 6". Continue
to wrap at desired tension
with 50% overlap. Seal end
of bandage to bottom layer
with finger pressure for a
strong, solid seal.



PowerFlex®

U.S. Patent No. 5.762.623 European Patent No. 0839222

Catalog #	Size	Rolls/Case
3840XX-018	4" x 5 yds.	18

XX = Color Code. Example: 3840HS

Colors Available:

Tan (TN), White (WH), Red (RD), Blue (BL), Green (GR), Yellow (YL), N. Pink (NP), N. Green (NG), Purple (PU), Orange (OR), Light Blue (LB), Black (BK), Teal (TE), Navy (NV), Maroon (MR), Gray (GY)

No Chew (NC):

Green No Chew on Yellow-Green

Colorpack (CP):

N. Pink, Blue, Purple, Light Blue, N. Green, Red

Rainbowpack (RB):

Teal, Blue, White, Purple, Red, Green

Print Pack (EP):

Green Horseshoes on White, Blue Dots on N. Green, Zebra Print, Blue Stars on Teal, Purple Hearts on N. Pink, Clovers on Mint Green

Heart Pack (HP):

Purple Hearts on White, Blue Hearts on N. Green, Purple Hearts on Pink, Blue Hearts on Lavender, Red Hearts on White, Blue Hearts on Aqua

Individual prints available in full cases:

Horseshoe (HS), Blue Dots (PD), Zebra (ZB), Blue Stars (ST), Purple Hearts (HT), Clovers (CV)

Wire Rack Display:

Holds one case of PowerFlex (not included)
Call for details

PowerFlex®·AFD

U.S. Patent No. 5.762.623 European Patent No. 0839222
Patent Pending U.S. Patent No. 6.566.576 Dicon Technologies

Catalog #	Size	Rolls/Case
3744BK	4" x 2.5 yds.	8



PetFlex®

Pour les animaux de compagnie.

- Technologie EasyTear® - sans ciseaux
- Anti-transpirant et résistant à l'eau
- Compression contrôlée - sans gêne
- 13 couleurs disponibles dans les tailles 2,5cm - 10cm, ainsi que des motifs et imprimés exclusifs Smiley Pack, PetPack, PawPack et HeartPack - également disponible avec goût amer « No Chew »

EasyTear®
PATENTED TECHNOLOGY



Imprimé Goût amer
« No Chew » - évite
le masticage et déchirement
des bandages !

« No Chew » PetFlex contient
des arômes amers
testés et approuvés pour
l'utilisation sur des animaux.



PetFlex®·AFD

PANSEMENT MOUSSE ABSORBANTE

- Compresse en mousse et adhésif PetFlex cohésif
- Application simple et rapide
- Grande absorption et rétention des fluides
- Compression contrôlée - sans gêne
- Technologie EasyTear® - sans ciseaux
- Efficace sur les plaies ouvertes, les éraflures et lacérations
- S'adapte à la blessure - réduit l'effet de macération et accélère la cicatrisation
- Ne colle pas à la plaie

PetFlex AFD
disponible avec
pattes bleues sur fond blanc

EasyTear®
PATENTED TECHNOLOGY

Couche PetFlex solide et
flexible - autocollant pour
un bandage rapide

Film résistant à l'eau - Prévient
les fuites et les infections

Mousse absorbante - Compresse
en mousse hydrophile brevetée
retient les fluides tout en conservant
la plaie propre et protégée.



Bander une patte blessée avec PetFlex AFD



Après avoir nettoyé la
blessure, déroulez PetFlex
AFD pour placer la com-
presse en mousse absor-
bante sur la plaie.
Recouvrez la plaie avec
la compresse et enroulez
le bandage autour pour
couvrir entièrement la
première couche.



Avant chaque tour, dé-
couvrez le bandage sur
environ 15cm. Continuez
à enrouler à la tension
désirée avec un chevauche-
ment de 50%. Fixez la fin
du bandage à la couche du
bas par une pression forte
des doigts pour fixer
solidement.

EasyTear®
PATENTED TECHNOLOGY



PetFlex®

Brevet U.S. N° 5.762.623 Brevet européen N° 0839222

Catalogue #	Taille	Rouleaux/Caisse
2100XX-030	2,5cm x 4,5m	30
2200XX-036	5cm x 4,5m	36
2300XX-024	7,5cm x 4,5m	24
2400XX-018	10cm x 4,5m	18

XX = Code couleur. Exemple : 2300PV

Couleurs Disponibles :

Chair (TN), Blanc (WH), Rouge (RD), Bleu (BL), Vert (GR),
Jaune (YL), Rose (NP), Nouveau Vert (NG), Violet (PU),
Orange (OR), Bleu Clair (LB), Noir (BK), Vert-Bleu (TE)

« No Chew » (NC) :

Vert « No Chew » sur Jaune-Vert

Pack Couleurs (CP) :

Rose, Bleu, Violet, Bleu Clair, Nouveau Vert, Rouge

Pack arc-en-ciel (RB) :

Vert-Bleu, Bleu, Blanc, Violet, Rouge, Vert

Pack Smiley (SC) :

Smiley sur fond Rose, Jaune, Vert, Lavande, Orange, Bleu
Clair

Pack Animal (PP) :

Étoiles Bleues sur fond Eau, Points Bleus sur fond Lavande,
Cœurs Violets sur fond Rose, Os Vert sur fond Banane,
Smiley sur fond Orange, Pattes Bleues sur fond Vert

Pack Patte (PC) :

Pattes Bleues sur fond Lavande, Jaune, Eau, Blanc,
Nouveau Vert, Rose

Pack Cœurs (HP) :

Cœurs Violets sur fond Blanc, Cœurs Bleus sur fond
Vert, Cœurs Violets sur fond Rose, Cœurs Bleus sur fond
Lavande, Cœurs Rouge sur fond Blanc, Cœurs Bleus sur
fond Eau


Imprimés personnalisés disponibles par caisse :

Patte Bleue sur fond Blanc (PV), Smiley sur fond Jaune
(SM), Étoiles Bleues sur fond Eau (ST), Points Bleus sur
fond Lavande (DL), Cœurs Violets sur fond Rose (HT),
Os Verts sur fond Banane (BS), Smiley sur fond
Orange (SO), Pattes Bleues sur fond Vert (PNG)

PetFlex®·AFD

Brevet U.S. N° 5.762.623 Brevet européen N° 0839222
Patent Pending Brevet U.S. N° 6.566.576 Dicon Technologies

Catalogue #	Taille	Rouleaux/Caisse
2220PW	5cm x 2,25m	16
2440PW	10cm x 2,25m	8





Français

LA SÉLECTION DE ANDOVER



INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

PowerFlex®

Pour l'équitation.

- Très résistant - jusqu'à un poids de 23 livres
- Ne se déchire pas - haute résistance abrasive
- Pose manuelle directe
- Application simple et rapide - sans ciseaux
- Compression contrôlée - sans entrave
- Anti-transpirant et résistant à l'eau - ne sature pas, ne glisse pas
- 15 couleurs disponibles ainsi qu'une grande variété de motifs y compris avec goût amer « No Chew ». Le pack imprimés comprend le pack coeurs et le pack imprimés



Imprimé Goût amer
« No Chew » - évite
le masticage et déchirement
des bandages !

« No Chew » PowerFlex
contient des arômes amers
testés et approuvés pour
l'utilisation sur des animaux.



PowerFlex® AFD

PANSEMENT MOUSSE ABSORBANTE

- Compresse en mousse et adhésif PowerFlex cohésif en un
- Application simple et rapide
- Grande absorption et rétention des fluides
- Compression contrôlée - sans entrave
- Pose manuelle directe - sans ciseaux
- Efficace sur les plaies ouvertes, les éraflures et lacérations
- S'adapte à la blessure - réduit l'effet de macération et accélère la cicatrisation
- Ne colle pas à la plaie



Bander une patte blessée avec PowerFlex AFD



Après avoir nettoyé la blessure, déroulez PowerFlex AFD pour placer la compresse en mousse absorbante sur la plaie. Recouvrez la plaie avec la compresse et enroulez le bandage autour pour couvrir entièrement la première couche.



Avant chaque tour, découpez le bandage sur environ 15cm. Continuez à enrouler à la tension désirée avec un chevauchement de 50%. Fixez la fin du bandage à la couche inférieure par une pression forte des doigts pour fixer solidement.



PowerFlex®

Brevet U.S. N° 5.762.623 Brevet européen N° 0839222
Catalogue # Taille Rouleaux/Caisse
3840XX-018 10cm x 4,5m 18
XX = Code couleur. Exemple : 3840HS

Couleurs Disponibles :

Chair (TN), Blanc (WH), Rouge (RD), Bleu (BL), Vert (GR), Jaune (YL), Rose (NP), Nouveau Vert (NG), Violet (PU), Orange (OR), Bleu Clair (LB), Noir (BK), Vert-Bleu (TE), Marine (NV), Bordeaux (MR), Gris (GY)

« No Chew » (NC) :

Vert « No Chew » sur Jaune-Vert

Pack Couleurs (CP) :

Rose, Bleu, Violet, Bleu Clair, Nouveau Vert, Rouge

Pack arc-en-ciel (RB) :

Vert-Bleu, Bleu, Blanc, Violet, Rouge, Vert

Pack Imprimés (EP) :

Fers à Cheval Gerts sur fond Blanc, Points Bleus sur fond Nouveau Vert, Imprimé Zébré, Étoiles Bleues sur fond Vert-Bleu, Coeurs Violets sur fond Rose, Trèfles sur fond Vert Menthe

Pack Coeurs (HP) :

Coeurs Violets sur fond Blanc, Coeurs Bleus sur fond Vert, Coeurs Violets sur fond Rose, Coeurs Bleus sur fond Lavande, Coeurs Rouge sur fond Blanc, Coeurs Bleus sur fond Eau

Imprimés personnalisés disponibles par caisse :

Fer à Cheval (HS), Points Bleus (PD), Zèbre (ZB), Étoiles Bleues (ST), Coeurs Violets (HT), Trèfles (CV)


Présentoir Support :

Contient une caisse PowerFlex (non fourni)
Plus de détails sur demande



PowerFlex® AFD

Brevet U.S. N° 5.762.623 Brevet européen N° 0839222
Patent Pending Brevet U.S. N° 6.566.576 Dicon Technologies
Catalogue # Taille Rouleaux/Caisse
3744BK 10cm x 2,25m 8



Andover Healthcare, Inc. • www.andoverhealthcare.com • Fabriqué aux États-Unis



8.



Italiano

SCELTE ECCELLENTI DA ANDOVER



INFORMAZIONI PER L'ACQUISTO

PetFlex®

Per animali domestici.

- Tecnologia EasyTear® - facile da tagliare senza l'utilizzo di forbici
- Resistente al sudore e all'acqua
- Compressione controllata - non costrittiva
- Disponibile in 13 colori diversi e nelle misure 2,5cm - 10cm più disegni e stampe esclusivi quali SmilePack, PetPack, PawPack, e HeartPack - disponibile anche nella versione No Chew antimorso also available

EasyTear®
PATENTED TECHNOLOGY
TECNOLOGIA BREVETTATA



La versione con stampa "No Chew" antimorso, aiuta a prevenire eventuali morsi e strappi!

La fascia No Chew PetFlex contiene sostanze dal sapore amaro testate e sicure per gli animali.



PetFlex® AFD

RIVESTIMENTO IN SCHIUMA ASSORBENTE

- Fascia PetFlex coesiva con imbottitura in schiuma
- Facile e veloce da applicare
- Elevata assorbenza
- Compressione controllata - non costrittiva
- Tecnologia EasyTear® - facile da tagliare senza l'utilizzo di forbici
- Efficace su ferite da puntura, abrasioni e lacerazioni
- Aderisce al letto della ferita: riduce i rischi di macerazione e favorisce la guarigione
- No si attacca alla ferita

PetFlex AFD
disponibile nella versione
Zampe Azzurre su
fondo bianco

EasyTear®
PATENTED TECHNOLOGY
TECNOLOGIA BREVETTATA


Strato PetFlex - resistente,
flessibile e adesivo per un
rapido e semplice avvolgimento

Pellicola impermeabile
- previene la perdita di
liquidi e contaminazioni

Schiama assorbente - imbottitura
brevettata in schiuma idrofila
che assorbe e trattiene i liquidi
mantenendo la sede della ferita
pulita e protetta



Come applicare la fascia PetFlex AFD
su una zampa ferita



Dopo aver pulito la ferita,
svolgere la fascia PetFlex
AFD con il lato imbottito
verso l'interno e applicarla
sulla ferita. Coprire
completamente la ferita
con un primo strato di
imbottitura.



Prima di ogni avvolgimento,
spostare la fascia di
circa 15cm. Continuare ad
avvolgere con la pressione
desiderata, sovrappo-
nendo metà dello strato
precedente. Fissare la parte
terminale della fascia allo strato
sottostante con una leggera
pressione delle dita.

EasyTear®
PATENTED TECHNOLOGY



PetFlex®

Brevetto USA n. 5.762.623 Brevetto EU n. 0839222

Codice Catalogo	Dimensioni	Rulli/Pacchetti
2100XX-030	2,5cm x 4,5m	30
2200XX-036	5cm x 4,5m	36
2300XX-024	7,5cm x 4,5m	24
2400XX-018	10cm x 4,5m	18

XX = Codice colore. Esempio: 2300PW

Colori Disponibili:

Marrone (TN), Bianco (VWH), Rosso (RD), Blu (BL), Verde (GR), Giallo (YL), Rosa Scuro (NP), Verde Scuro (NG), Viola (PU), Arancione (OR), Azzurro (LB), Nero (BK), Verde Acqua (TE)

No Chew (NC):

No Chew Verde su Giallo-Verde

Colorpack (CP):

Rosa Scuro, Blu, Viola, Azzurro, Verde Scuro, Rosso

Rainbowpack (RB):

Verde Acqua, Blu, Bianco, Viola, Rosso, Verde

Smiley Pack (SC):

Smile su Rosa Scuro, Giallo, Verde Scuro, Lavanda, Arancione, Azzurro

PetPack (PP):

Stelle Blu su Verde Acqua, Pallini Blu su Lavanda, Cuori Viola su Rosa Scuro, Ossi Verdi su Giallo, Smile su Arancione, Zampe Blu su Verde Scuro

PawPack (PC):

Zampe Blu su Lavanda, Giallo, Verde Acqua, Bianco, Verde Scuro, Rosa Scuro

Heart Pack (HP):

Cuori Viola su Bianco, Cuori Blu su Verde Scuro, Cuori Viola su Rosa, Cuori Blu su Lavanda, Cuori Rossi su Bianco, Cuori Blu su Verde Acqua


Disegni singoli disponibili per pacchi completi:

Zampe Blu su Bianco (PW), Smile su Giallo (SM), Stelle Blu su Verde Acqua (ST), Pallini Blu su Lavanda (DL), Cuori Rossi su Verde Scuro (HT), Ossi Verdi su Giallo (BS), Smile su Arancione (SO), Zampe Blu su Verde Scuro (PNG)

PetFlex® AFD

Brevetto USA n. 5.762.623 Brevetto EU n. 0839222
Brevetto in corso di concessione
Brevetto USA n. 6.566.567 Tecnologia Dicon

Codice Catalogo	Dimensioni	Rulli/Pacchetti
2220PW	5cm x 2,25m	16
2440PW	10cm x 2,25m	8



9.



ANDOVER

Andover Healthcare, Inc.

• www.andoverhealthcare.com



Prodotti interamente fabbricati in USA.



10.



Italiano

SCELTE ECCELLENTI DA ANDOVER



INFORMAZIONI PER L'ACQUISTO

PowerFlex®

Per equini.

- Resistenza alla trazione 10 kg
- Elevata resistenza all'abrasione
- Facile da tagliare
- Facile e rapido da applicare - senza l'utilizzo di forbici
- Compressione controllata - non costringiva
- Resistente al sudore e all'acqua - non si impregna e non scivola
- Disponibile in 15 colori e in una vasta gamma di stampe compresa la versione No Chew antimorso. I modelli di stampa includono HeartPack e Print Pack



La versione con stampa "No Chew" antimorso, aiuta a prevenire eventuali morsi e strappi!

La fascia No Chew PowerFlex contiene sostanze dal sapore amaro testate e sicure per gli animali.



PowerFlex®·AFD

RIVESTIMENTO IN SCHIUMA ASSORBENTE

- Fascia PowerFlex coesiva con imbottitu in schiuma
- Facile e veloce da applicare
- Elevata assorbenza
- Compressione controllata - non costringiva
- Facile da tagliare senza l'utilizzo di forbici
- Efficace su ferite da puntura, abrasioni e lacerazioni
- Aderisce al letto della ferita: riduce i rischi di macerazione e favorisce la guarigione
- Non si attacca alla ferita

PowerFlex AFD disponibile in Nero

Strato PowerFlex - resistente, flessibile e adesivo per un rapido e semplice avvolgimento



Pellicola impermeabile - previene la perdita di liquidi e contaminazioni

Schiuma assorbente - imbottitura brevettata in schiuma idrofila che assorbe e trattiene i liquidi mantenendo la sede della ferita pulita e protetta

Come applicare la fascia PowerFlex AFD su una zampa ferita



Dopo aver pulito la ferita, svolgere la fascia PowerFlex AFD con il lato imbottito verso l'interno e applicarla sulla ferita. Coprire completamente la ferita con un primo strato di imbottitura.

Prima di ogni avvolgimento, spostare la fascia di circa 15cm. Continuare ad avvolgere con la pressione desiderata, sovrapponendo metà dello strato precedente. Fissare la parte terminale della fascia allo strato sottostante con una leggera pressione delle dita.

PowerFlex®

Brevetto USA n. 5.762.623 Brevetto EU n. 0839222

Codice Catalogo	Dimensioni	Rulli/Pacchetti
3840XX-018	10cm x 4,5m	18

XX = Codice colore. Esempio: 3840HS

Colori Disponibili:

Marrone (TN), Bianco (WH), Rosso (RD), Blu (BL), Verde (GR), Giallo (YL), Rosa scuro (NP), Verde scuro (NG), Viola (PU), Arancione (OR), Azzurro (LB), Nero (BK), Verde acqua (TE), Blu Navy (NV), Rosso Porpora (MR), Grigio (GY)

No Chew (NC):

Verde No Chew su Giallo-Verde

Colorpack (CP):

Rosa Scuro, Blu, Viola, Azzurro, Verde Scuro, Rosso

Rainbowpack (RB):

Verde Acqua, Blu, Bianco, Viola, Rosso, Verde

Print Pack (EP):

Ferri di Cavallo Verdi su Bianco, Pallini Blu su Verde Scuro, Stampa Zebrata, Stelle Blu su Verde Acqua, Cuori Viola su Rosa Scuro, Trifogli su Verde Menta

Heart Pack (HP):

Cuori Viola su Bianco, Cuori Blu su Verde Scuro, Cuori Viola su Rosa, Cuori Blu su Lavanda, Cuori Rossi su Bianco, Cuori Blu su Verde Acqua

Disegni singoli disponibili per pacchetto completo:

Ferri di Cavallo (HS), Pallini Blu (PD), Stampa Zebrata (ZB), Stelle Blu (ST), Cuori Viola (HT), Trifogli (CV)

Espositore in filo di ferro:

Contiene un pacchetto completo di PowerFlex (non incluso)
Chiamare per maggiori informazioni

PowerFlex®·AFD

Brevetto USA n. 5.762.623 Brevetto EU n. 0839222
Brevetto in corso di concessione
Brevetto USA n. 6.566.567 Tecnologia Dicon

Codice Catalogo	Dimensioni	Rulli/Pacchetti
3744BK	10cm x 2,25m	8



Andover Healthcare, Inc. • www.andoverhealthcare.com • Hecho con orgullo en los EE.UU.



12.



Deutsch

DAS UNVERGLEICHLICHE SORTIMENT VON ANDOVER



BESTELLANGABEN

PetFlex®

Zur Verwendung bei Haus- und Nutztieren.

- Technologie EasyTear® - keine Schere nötig
- Schweiß- und wasserfest
- Kontrollierte Kompression - kein Einschnüren
- Erhältlich in 13 Farben in den Größen 2,5cm bis 10cm sowie in exklusiven Mustern und Printpacks mit Smiley Pack, PetPack, PawPack und HeartPack - Auch erhältlich: No Chew Print mit bitterem Geschmack



Print "No Chew" mit bitterem Geschmack - gegen das Abbeißen und Abreißen des Verbands!

PetFlex No Chew enthält geprüfte und für Tiere unbedenkliche Bitterstoffe.



PetFlex® AFD

VERBANDMATERIAL MIT ABSORBIERENDEM SCHAUMSTOFF

- Schaumpad und die PetFlex-Kohäsion von PetFlex in einem Produkt
- Schnelle und einfache Anwendung
- Hohes Aufnahme- und Rückhaltevermögen von Flüssigkeiten
- Kontrollierte Kompression - kein Einschnüren
- Technologie EasyTear® - keine Schere nötig
- Effiziente Hilfe bei Stich-, Schürf- und Schnittwunden
- Passt sich dem Wundbett an - reduziert das Aufweichen und fördert den Heilungsprozess
- Verklebt nicht mit dem Wundbett

PetFlex AFD erhältlich im Design „Blaue Pfoten auf Weiß“



PetFlex-Schicht - Widerstandsfähig, flexibel: PetFlex ist für schnelles und einfaches Verbinden selbsthaftend



Wasserfester Film - Schützt vor undichten Stellen und Verunreinigungen

Absorbierender Schaumstoff - Patentierte hydrophile Schaumstoffpads zur Flüssigkeitsaufnahme und -rückhaltung. Die Wunde bleibt sauber und wird geschützt

Verbinden einer Beinwunde mit PetFlex AFD



Nach Ausreinigung der Wunde wickeln Sie PetFlex AFD bitte so ab, dass das absorbierende Schaumstoffpad zum Vorschein kommt und legen dies anschließend über die Wunde. Bedecken Sie die Wunde mit dem Schaumstoffpad, indem Sie den Verband vollständig umwickeln, so dass dieser die erste Schicht bedeckt.



Vor jeder Umwicklung des Beins ziehen Sie den Verband bitte auf etwa 15cm heraus. Wickeln Sie mit der gewünschten Spannung mit 50% Überstand weiter. Verbinden Sie das Verbandende per Fingerdruck mit der unteren Schicht, um eine widerstandsfähige und solide Abdichtung zu erreichen.



PetFlex®

US-Patent Nr. 5.762.623 Europäische Patent Nr. 0839222

Katalognr.	Größe	Rollen/Behälter
2100XX-030	2,5cm x 4,5m	30
2200XX-036	5cm x 4,5m	36
2300XX-024	7,5cm x 4,5m	24
2400XX-018	10cm x 4,5m	18

XX = Farbcode Beispiel: 2300 PW

Erhältliche Farben:

Braun (TN), Weiß (VH), Rot (RD), Blau (BL), Grün (GR), Gelb (YL), N. Pink (NP), N. Grün (NG), Violett (PU), Orange (OR), Hellblau (LB), Schwarz (BK), Aquamarin (TE)

No Chew (NC):

No Chew in Grün auf Gelb-Grün

Colorpack (CP):

N. Pink, Blau, Violett, Hellblau, N. Grün, Rot

Rainbowpack (RB):

Aquamarin, Blau, Weiß, Violett, Rot, Grün

Smiley Pack (SC):

Smiley auf N. Pink, Gelb, N. Grün, Lavendel, Orange, Hellblau

PetPack (PP):

Blaue Sterne auf Aqua, Blaue Punkte auf Lavendel, Violette Herzen auf N. Pink, Grüne Knochen auf Banane, Smiley auf Orange, Blaue Pfoten auf N Grün

PawPack (PC):

Blaue Pfoten auf Lavendel, Gelb, Aqua, Weiß, N Grün, N. Pink

Heart Pack (HP):

Violette Herzen auf Weiß, Blaue Herzen auf N. Grün, Violette Herzen auf Pink, Blaue Herzen auf Lavendel, Rote Herzen auf Weiß, Blaue Herzen auf Aqua

Individuelle Prints bei Komplettbehältern erhältlich:

Blaue Pfoten auf Weiß (PW), Smiley auf Gelb (SM), Blaue Sterne auf Aqua (ST), Blaue Punkte auf Lavendel (DL), Violette Herzen auf N. Pink (HT), Grüne Knochen auf Banane (BS), Smiley auf Orange (SO), Blaue Pfoten auf N. Grün (PNG)

PetFlex® AFD

US-Patent Nr. 5.762.623 Europäisches Patent Nr. 0839222 Patent Angemeldet US-Patent Nr. 6.566.576 Dicon Technologies

Katalognr.	Größe	Rollen/Behälter
2220PW	5cm x 2,25m	16
2440PW	10cm x 2,25m	8



13.



ANDOVER Andover Healthcare, Inc. • www.andoverhealthcare.com

Mit Stolz in den USA hergestellt

14.



Deutsch

DAS UNVERGLEICHLICHE SORTIMENT VON ANDOVER



BESTELLANGABEN


PowerFlex® Zur Verwendung bei Pferden.

- Widerstandsfähig - Zugfestigkeit 10 kg
- Schnelle und einfache Anwendung
- Hohes Aufnahme- und Rückhaltevermögen von Flüssigkeiten
- Kontrollierte Kompression - kein Einschnüren
- Gerader manueller Abriss - keine Schere nötig
- Effiziente Hilfe bei Stich-, Schürf- und Schnittwunden
- Passt sich dem Wundbett an –reduziert das Aufweichen und fördert den Heilungsprozess
- Verklebt nicht mit dem Wundbett



Print "No Chew" mit bitterem Geschmack - gegen das Abbeißen und Abreißen des Verbands!

PowerFlex No Chew enthält geprüfte und für Tiere unbedenkliche Bitterstoffe.



PowerFlex®·AFD VERBANDMATERIAL MIT ABSORBIERENDEM SCHAUMSTOFF

- Schaumstoffpad und PowerFlex-Kohäsion in einem Produkt
- Schnelle und einfache Anwendung
- Hohes Aufnahme- und Rückhaltevermögen von Flüssigkeiten
- Kontrollierte Kompression - kein Einschnüren
- Gerader manueller Abriss - keine Schere nötig
- Effiziente Hilfe bei Stich-, Schürf- und Schnittwunden
- Passt sich dem Wundbett an - reduziert das Aufweichen und fördert den Heilungsprozess
- Verklebt nicht mit dem Wundbett



Verbinden einer Beinwunde mit PowerFlex AFD



Nach Ausreinigung der Wunde wickeln Sie PowerFlex AFD bitte so ab, dass das absorbierende Schaumstoffpad zum Vorschein kommt und legen dies anschließend über die Wunde. Bedecken Sie die Wunde mit dem Schaumstoffpad, indem Sie den Verband vollständig umwickeln, so dass dieser die erste Schicht bedeckt.



Vor jeder Umwicklung des Beins ziehen Sie den Verband bitte auf etwa 15cm heraus. Wickeln Sie mit der gewünschten Spannung mit 50% Überstand weiter. Verbinden Sie das Verbandende per Fingerdruck mit der unteren Schicht, um eine widerstandsfähige und solide Abdichtung zu erreichen.



PowerFlex®

US-Patent Nr. 5.762.623 Europäische Patent Nr. 0839222

Katalognr.	Größe	Rollen/Behälter
3840XX-018	10cm x 4,5m	18

XX = Farbcode. Beispiel: 3840HS

Erhältliche Farben:

Braun (TN), Weiß (WH), Rot (RD), Blau (BL), Grün (GR), Gelb (YL), N. Pink (NP), N. Grün (NG), Violett (PU), Orange (OR), Hellblau (LB), Schwarz (BK), Aquamarin (TE), Marine (NV), Marianisch (MR), Grau (GR)

No Chew (NC):

No Chew in Grün auf Gelb-Grün

Colorpack (CP):

N. Pink, Blau, Violett, Hellblau, N. Grün, Rot

Rainbowpack (RB):

Aquamarin, Blau, Weiß, Violett, Rot, Grün

Print Pack (EP):

Grüne Hufeisen auf Weiß, Blaue Punkte auf N. Grün, Zebra-Print, Blaue Sterne auf Aquamarin, Violette Herzen auf N. Pink, Klee auf Mintgrün

Heart Pack (HP):

Violette Herzen auf Weiß, Blaue Herzen auf N. Grün, Violette Herzen auf Pink, Blaue Herzen auf Lavendel, Rote Herzen auf Weiß, Blaue Herzen auf Aqua

Individuelle Prints bei Komplettbehältern erhältlich:

Hufeisen (HS), Blaue Punkte (PD), Zebra (ZB), Blaue Sterne (ST), Violette Herzen (HT), Klee (CV)

Wire Rack Display:

Mit einem Behälter von PowerFlex (nicht inbegriffen)
Details auf telefonische Anfrage

PowerFlex®·AFD

US-Patent Nr. 5.762.623 Europäisches Patent Nr. 0839222
Patent angemeldet US-Patent Nr. 6.566.567 Dicon Technologies

Katalognr.	Größe	Rollen/Behälter
3744BK	10cm x 2,25m	8



Andover Healthcare, Inc. • www.andoverhealthcare.com • Mit Stolz in den USA hergestellt



16.



PetFlex®

Para uso en animales de compañía.

- Tecnología EasyTear® - no se necesitan tijeras para cortarlo
- Resistente al sudor y al agua
- Compresión controlada - no aprieta excesivamente
- Disponible en 13 colores, en tamaños de 2,5cm - 10cm, además de patrones exclusivos y cajas impresas incluyendo el Smiley Pack, PetPack, PawPack y HeartPack - también se encuentra disponible la impresión de No Masticar con sabor amargo



Impresión de "No Masticar" con sabor amargo - ¡ayuda a evitar la mordedura y ruptura del vendaje!

PetFlex No Chew contiene sustancias químicas amargas que han sido probadas y consideradas seguras para usarse con animales.



PetFlex®·AFD

APÓSITO DE ESPUMA ABSORBENTE

- Almohadilla de espuma y PetFlex cohesivo en uno
- Rápido y fácil de aplicar
- Alta absorción y retención de fluidos
- Compresión controlada - no aprieta excesivamente
- Tecnología EasyTear® - no se necesitan tijeras para cortarlo
- Efectivo con heridas punzantes, quemaduras y laceraciones
- Se adapta al lecho de la herida - reduce la maceración y estimula la curación
- No se pegará al lecho de la herida

PetFlex AFD disponible en Patas Azules con Fondo Blanco



Capa de PetFlex - El PetFlex resistente y flexible se adhiere a sí mismo para una envoltura rápida y veloz

Película a prueba de agua - Evita las fugas y la contaminación

Espuma absorbente - La almohadilla de espuma hidrofílica conserva y retiene los fluidos mientras mantiene el sitio de la herida limpio y protegido



Envoltura de la herida de una pata con PetFlex AFD



Luego de limpiar la herida, desenrolle el PetFlex AFD para exponer la almohadilla de espuma absorbente y colocarla sobre la herida. Cubra la herida con la almohadilla de espuma, envolviendo el vendaje alrededor de ella completamente para que cubra la primera capa.



Antes de cada envoltura alrededor de la pierna, jale el vendaje hacia afuera unos 15cm. Continúe envolviendo a la tensión deseada con un 50% de superposición. Selle el extremo del vendaje a la capa inferior con la presión de su dedo para obtener un sellado resistente y fuerte.



PetFlex®

No. de Patente Americana 5.762.623 No. de Patente Europea 0839222



# de Catálogo	Tamaño	Rollos/Caja
2100XX-030	2,5cm x 4,5m	30
2200XX-036	5cm x 4,5m	36
2300XX-024	7,5cm x 4,5m	24
2400XX-018	10cm x 4,5m	18

XX = Código de Color. Ejemplo: 2300PW

Colores Disponibles:

Bronceado (TN), Blanco (WH), Rojo (RD), Azul (BL), Verde (GR), Amarillo (YL), Rosado Neón (NP), Verde Neón (NG), Morado (PU), Anaranjado (OR), Celeste (LB), Negro (BL), Turquesa (TE)

No Chew (NC):

No Chew en Verde con fondo color Verde Limón

Colorpack (CP):

Rosado Neón, Azul, Morado, Celeste, Verde Neón, Rojo

Rainbowpack (RB):

Turquesa, Azul, Blanco, Morado, Rojo, Verde

Smiley Pack (SC):

Caras Felices en Rosado Neón, Amarillo, Verde Neón, Lavanda, Anaranjado, Celeste

PetPack (PP):

Estrellas Azules en fondo Aguamarina, Puntos Azules en fondo Lavanda, Corazones Morados en fondo Rosado Neón, Huesos Verdes en fondo Plátano, Cara Feliz en fondo Anaranjado, Patas Azules en fondo Verde Neón

PawPack (PC):

Patas Azules en fondo Lavanda, Amarillo, Aguamarina, Blanco, Verde Neón, Rosado Neón

Heart Pack (HP):

Corazones Morados en fondo Blanco, Corazones Azules en fondo Verde Neón, Corazones Morados en fondo Rosado, Corazones Azules en fondo Lavanda, Corazones Rojos en fondo Blanco, Corazones Azules en fondo Aguamarina


Impresiones individuales disponibles en cajas completas:

Pata Azul en fondo Blanco (PW), Cara Feliz en fondo Amarillo (SM), Estrellas Azules en fondo Aguamarina (ST), Puntos Azules en fondo Lavanda (DL), Corazones Morados en fondo Rosado Neón (HT), Huesos Verdes en fondo Plátano (BS), Cara Feliz en fondo Anaranjado (SO), Patas Azules en fondo Verde Neón (PNG).

PetFlex®·AFD

No. de Patente Americana 5.762.623 No. de Patente Europea 0839222 Patente Pendiente No. de Patente Americana 6.566.567 Tecnologías Dicon

# de Catálogo	Tamaño	Rollos/Caja
2220PW	5cm x 2,25m	16
2440PW	10cm x 2,25m	8





PowerFlex®

Para uso en caballos.

- Resistente - 10 kilos de resistencia tensora
- No se deshilacha - alta resistencia a las quemaduras
- Rasgado a mano recta
- Rápido y fácil de aplicar - no se necesitan tijeras para cortarlo
- Compresión controlada - no aprieta excesivamente
- Resistente al sudor y al agua - no se saturará ni deslizará
- Disponible en 15 colores y una variedad de patrones, incluyendo la impresión de No Masticar con sabor amargo. Las cajas impresas incluyen el HeartPack y el PrintPack



Impresión de "No Masticar" con sabor amargo - ¡ayuda a evitar la mordedura y ruptura del vendaje!

PowerFlex No Chew contiene sustancias químicas amargas que han sido probadas y consideradas seguras para usarse con animales.



PowerFlex® AFD

APÓSITO DE ESPUMA ABSORBENTE

- Almohadilla de espuma y PowerFlex cohesivo en uno
- Rápido y fácil de aplicar
- Alta absorción y retención de fluidos
- Compresión controlada - no aprieta excesivamente
- Rasgado a mano recta - no se necesitan tijeras para cortarlo
- Efectivo con heridas punzantes, quemaduras y laceraciones
- Se adapta al lecho de la herida - reduce la maceración y estimula la curación
- No se pegará al lecho de la herida

PowerFlex AFD disponible en Negro



Envoltura de la herida de una pata con PowerFlex AFD



Luego de limpiar la herida, desenrolle el PowerFlex AFD para exponer la almohadilla de espuma absorbente y colocarla sobre la herida. Cubra la herida con la almohadilla de espuma, envolviendo el vendaje alrededor de ella completamente para que cubra la primera capa.



Antes de cada envoltura alrededor de la pierna, jale el vendaje hacia afuera unos 15cm. Continúe envolviendo a la tensión deseada con un 50% de superposición. Selle el extremo del vendaje a la capa inferior con la presión de su dedo para obtener un sellado resistente y fuerte.



PowerFlex®

No. de Patente Americana 5.762.623 No. de Patente Europea 0839222

# de Catálogo	Tamaño	Rollos/Caja
3840XX-018	10cm x 4,5m	18

XX = Código de Color. Ejemplo: 3840HS

Colores Disponibles:

Bronceado (TN), Blanco (WH), Rojo (RD), Azul (BL), Verde (GR), Amarillo (YL), Rosado Neón (NP), Verde Neón (NG), Morado (PU), Anaranjado (OR), Celeste (LB), Negro (BL), Turquesa (TE), Azul Marino (NV), Marrón (MR) y Gris (GY)

No Chew (NC):

No Chew en Verde con fondo color Verde Limón

Colorpack (CP):

Rosado Neón, Azul, Morado, Celeste, Verde Neón, Rojo

Rainbowpack (RB):

Turquesa, Azul, Blanco, Morado, Rojo, Verde

Print Pack (EP):

Herraduras Verdes en fondo Blanco, Puntos Azules en fondo Verde Neón, Impresión de Cebra, Estrellas Azules en Turquesa, Corazones Morados en fondo Verde Neón, Tréboles en fondo Verde Menta

Heart Pack (HP):

Corazones Morados en fondo Blanco, Corazones Azules en fondo Verde Neón, Corazones Morados en fondo Rosado, Corazones Azules en fondo Lavanda, Corazones Rojos en fondo Blanco, Corazones Azules en fondo Aguamarina

Impresiones individuales disponibles en cajas completas:

Herradura (HS), Puntos Azules (PD), Cebra (ZB), Estrellas Azules (ST), Corazones Morados (HT), Tréboles (CV)

Exhibición en la Rejilla de Alambre:

Puede contener una caja de PowerFlex (no incluida)
Llame por teléfono para mayores detalles

PowerFlex® AFD

No. de Patente Americana 5.762.623

No. de Patente Europea 0839222

Patente Pendiente No. de Patente Americana 6.566.567
Tecnologías Dicon

# de Catálogo	Tamaño	Rollos/Caja
3744BK	10cm x 2,25m	8





PetFlex®

Voor gebruik op huisdieren.

- EasyTear® technologie - geen schaar nodig
- Zweet- en waterresistent
- Gecontroleerde compressie - trekt niet samen
- Beschikbaar in 13 kleuren in maten 2,5cm - 10cm, plus exclusieve patronen en opdrukpakketten met daarin het Smiley Pack, PetPack, PawPack en HeartPack - bittersmakende No Chew (Niet Kauwen) opdruk is ook beschikbaar



Bittersmakende "No Chew" (Niet Kauwen) opdruk voorkomt het bijten of scheuren van het verband.

No Chew PetFlex bevat bitterstoffen die zijn getest en geschikt zijn bevonden voor het gebruik op dieren.



PetFlex®·AFD

ABSORBEREND SCHUIMKUSSEN

- Schuimkussen en PetFlex cohesief in één
- Snel en makkelijk aan te brengen
- Hoge vochtabsorptie- en retentie
- Gecontroleerde compressie - trekt niet samen
- EasyTear® technologie - geen schaar nodig
- Effectief op perforatie-, schaaf- en scheurwonden
- Past zich aan het wondbed aan - vermindert verweking en stimuleert de genezing
- Kleeft niet aan het wondbed

PetFlex AFD is beschikbaar in Blauw Poten op Wit




PetFlex-laag - Sterk, flexibel
PetFlex is zelfklevend voor een snelle en makkelijke omwikkeling

Waterresistente film - Voorkomt lekken en besmetting

Absorberend schuimkussen - Het gepatenteerde hydrofilische schuimkussen trekt het vocht uit de wond en houdt het vast terwijl de wond zelf wordt beschermd en schoongehouden



Het omwikkelen van een pootwond met PetFlex AFD



Rol, na het schoonmaken van de wond, PetFlex AFD uit om het absorberende schuimkussen bloot te stellen. Dek de wond vervolgens af met het schuimkussen en wikkel het verband dusdanig rond dat het de eerste laag compleet bedekt wordt.



Rek het verband ongeveer 15cm uit voor elke inwikkelbeurt. Ga door met het inwikkelken op de gewenste spanning met een overlap van 50%. Sluit de uiteinden van het verband af op de onderste laag met behulp van de vinger voor een sterke en solide afsluiting.



PetFlex®

Patent VS Nr. 5.762.623 Europees Patentnr. 0839222

Catalogo #	Maat	Rollen/Verpakkingen
2100XX-030	2,5cm x 4,5m	30
2200XX-036	5cm x 4,5m	36
2300XX-024	7,5cm x 4,5m	24
2400XX-018	10cm x 4,5m	18

XX = Kleurencode. Bijvoorbeeld: 2300PW

Beschikbare kleuren:

Geelbruin (TN), Wit (WH), Rood (RD), Blauw (BL), Groen (GR), Geel (YL), N. Roze (NP), N. Groen (NG), Paars (PU), Oranje (OR), Lichtblauw (LB), Zwart (BK) en Groenblauw (TE)

No Chew (NC):

Groen No Chew op Geelgroen

Colorpack (CP):

N. Roze, Blauw, Paars, Lichtblauw, N. Groen, Rood

Rainbowpack (RB):

Groenblauw, Blauw, Wit, Paars, Rood, Groen

Smiley Pack (SC):

Smiley op N. Roze, Geel, N. Groen, Lavendel, Oranje, Lichtblauw

PetPack (PP):

Blauwe Sterren op Aqua/Blauw Groen, Blauwe Stippen op Lavendel, Paarse Harten op N. Roze, Groene Botten op Bananengeel, Smiley op Oranje, Blauwe Poten op N. Groen

PawPack (PC):

Blauwe Poten op Lavendel, Geel, Aqua/Blauw Groen, Wit, N. Groen, N. Roze

Heart Pack (HP):

Paarse Harten op Wit, Blauwe Harten op N. Groen, Paarse Harten op Roze, Blauwe Harten op Lavendel, Rode Harten op Wit, Blauwe Harten op Aqua/Blauw Groen


Beschikbare individuele opdrukken op complete verpakkingen:

Blauwe Poten op Wit (PW), Smiley op Geel (SM), Blauwe Sterren op Aqua/Blauw Groen (ST), Blauwe Stippen op Lavendel (DL), Paarse Harten op N. Roze (HT), Groene Botten op Bananengeel (BS), Smiley op Oranje (SO), Blauwe Poten op N. Groen (PNG)

PetFlex®·AFD

Patent VS Nr. 5.762.623 Europees Patentnr. 0839222
Patent in Aanvraag VS Patentnr. 6.566.567 Technologias Dicon

Catalogo #	Maat	Rollen/Verpakkingen
2220PW	5cm x 2,25m	16
2440PW	10cm x 2,25m	8



21.



22.



PowerFlex®

Voor gebruik bij paarden.

- Sterk - 10 kg treksterkte
- Scheurt niet - hoge slijtresistentie
- Direct handafscheurbaar
- Snel en makkelijk aan te brengen - geen schaar nodig
- Gecontroleerde compressie- trekt niet samen
- Zweet- en waterresistent - antiabsorptie en antislip
- Beschikbaar in 15 kleuren en in een variatie van patronen, inclusief de bittermakende No Chew. De opdrukkpakketten bevatten de HeartPack en Print Pack



Bittersmakende "No Chew" (Niet Kauwen) opdruk voorkomt het bijten of scheuren van het verband.

No Chew PowerFlex bevat bitterstoffen die zijn getest en geschikt zijn bevonden voor het gebruik op dieren.



PowerFlex® AFD

ABSORBEREND SCHUIMKUSSEN

- Schuimkussen en PowerFlex cohesief in één
- Snel en makkelijk aan te brengen
- Hoge vochtabsorptie- en retentie
- Gecontroleerde compressie - trekt niet samen
- Direct handafscheurbaar - geen schaar voor nodig
- Effectief op perforatie-, schaaf- en scheurwonden
- Past zich aan het wondbed aan - vermindert verweking en stimuleert de genezing
- Kleeft niet aan het wondbed



Het omwikkelen van een pootwond met PowerFlex AFD



Rol, na het schoonmaken van de wond, PowerFlex AFD uit om het absorberende schuimkussen bloot te stellen. Dek de wond vervolgens af met het schuimkussen en wikkel het verband dusdanig rond dat het de eerste laag compleet bedekt wordt.



Rek het verband ongeveer 15cm uit voor elke inwikkelbeurt. Ga door met het inwikkelen op de gewenste spanning met een overlap van 50%. Sluit de uiteinden van het verband af op de onderste laag met behulp van de vinger voor een sterke en solide afsluiting.



PowerFlex®

Patent VS Nr. 5.762.623 Europees Patentnr. 0839222

Catalog #	Maat	Rollen/Verpakking
3840XX-018	10cm x 4,5m	18

XX = Kleurencode. Bijvoorbeeld: 3840HS

Beschikbare kleuren:

Tan/Geelbruin (TN), Wit (WH), Rood (RD), Blauw (BL), Groen (GR), Geel (YL), N. Roze (NP), N. Groen (NG), Paars (PU), Oranje (OR), Lichtblauw (LB), Zwart (BK), Groenblauw (TE), Marineblauw (NV), Kastanjebruin (MR) en Grijs (GY)

No Chew (NC):

Groen No Chew op Geelgroen

Colorpack (CP):

N. Roze, Blauw, Paars, Lichtblauw, N. Groen, Rood

Rainbowpack (RB):

Groenblauw, Blauw, Wit, Paars, Rood, Groen

Print Pack (EP):

Blauwe Stippen op N. Groen, Zebraopdruk, Blauwe Sterren op Groenblauw, Groene Paardenhoeven op Wit, Paarse Harten op N. Roze, Klavers op Mintgroen

Heart Pack (HP):

Paarse Harten op Wit, Blauwe Harten op N. Groen, Paarse Harten op Roze, Blauwe Harten op Lavendel, Rode Harten op Wit, Blauwe Harten op Aqua/Blauw Groen

Beschikbare individuele opdrukken op complete verpakkingen:

Paardenhoef (HS), Blauwe Stippen (PD), Zebra (ZB), Blauwe Sterren (ST), Paarse Harten (HT), Klavers (CV)

Opbergrek:

Plaats voor 1 PowerFlex verpakking (niet inbegrepen). Neem telefonisch contact op voor meer informatie



PowerFlex® AFD

Patent VS Nr. 5.762.623 Europees Patentnr. 0839222
Patent in Aanvraag VS Patentnr. 6.566.567 Dicon Technologies

Catalog #	Maat	Rollen/Verpakking
3744BK	10cm x 2,25m	8





English

Andover Healthcare is a leading manufacturer of cohesive bandages and tapes for the animal health, healthcare and sports medicine industries. Founded in 1976, Andover is committed to new and innovative technology and distributes its patented products around the world. All Andover products are made in the USA.

Andover strives to develop breakthrough products to meet the ever-changing needs of the animal health industry. Product development is Andover's specialty and customer service is our commitment. At Andover Healthcare, it's not just about the products, technology or service – it's about all of these things, all of the time.

Veterinary professionals, equine trainers and pet owners alike have embraced the patented technology of PetFlex and PowerFlex for the support and protection it provides for their animals. For more information on Andover products please contact:

Andover Healthcare, Inc.
9 Fanaras Drive
Salisbury, MA 01952
Telephone: 978-465-0044
Fax: 978-462-0003
www.andoverhealthcare.com



Français

Andover Healthcare est l'un des plus importants fabricants de compresses et de bandages cohésifs pour l'industrie vétérinaire, l'industrie de la santé et la médecine sportive. Fondé en 1976, Andover s'est spécialisé dans les technologies nouvelles et innovantes et distribue ses produits brevetés dans le monde entier. Tous nos produits sont fabriqués aux Etats-Unis.

Andover s'efforce de développer des produits de pointe afin de répondre aux besoins en constante évolution de l'industrie vétérinaire. Le développement de nouveaux produits est notre spécialité et le service clientèle notre engagement. L'activité d'Andover Healthcare ne se concentre pas uniquement sur les produits, la technologie ou le service : nous nous engageons quotidiennement dans tous ces domaines à la fois.

De nombreux vétérinaires, entraîneurs équestres ou propriétaires d'animaux ont choisi la technologie brevetée de PetFlex and PowerFlex pour l'aide et la protection qu'ils apportent aux animaux. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Andover Healthcare, Inc.
9 Fanaras Drive
Salisbury, MA 01952
Téléphone : 978-465-0044
Fax : 978-462-0003
www.andoverhealthcare.com



Italiano

Andover Healthcare è leader nella produzione di fasce e bende coesive per la salute degli animali, dell'uomo e per il settore della medicina sportiva. Fondata nel 1976, Andover è fortemente impegnata nella ricerca di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e nella distribuzione nel mondo dei suoi prodotti brevettati. Tutti i prodotti Andover sono realizzati in USA.

Andover è impegnata nello sviluppo di prodotti innovativi in grado di soddisfare le esigenze in costante mutamento del settore della salute animale. Lo sviluppo del prodotto è il settore di competenza di Andover mentre la soddisfazione del cliente è il suo scopo principale. Andover Healthcare non è solo prodotto, tecnologia o servizio ma è il risultato dello sviluppo continuo e simultaneo di questi tre elementi.

Veterinari, istruttori di equitazione e proprietari di cuccioli hanno scelto la tecnologia brevettata di PetFlex e PowerFlex per la cura e protezione dei loro animali. Per maggiori informazioni sui prodotti Andover, contattare:

Andover Healthcare, Inc.
9 Fanaras Drive
Salisbury, MA 01952
Tel.: 978-465-0044
Fax: 978-462-0003
www.andoverhealthcare.com



Deutsch

Andover Healthcare ist ein führender Hersteller für Klebeverbände und Klebeband in den Bereichen Tiermedizin, Gesundheitspflege und Sportmedizin. Gegründet im Jahre 1976, engagiert sich Andover für neue und innovative Technologien und vertreibt seine patentierten Produkte weltweit. Alle Produkte von Andover werden in den USA hergestellt.

Andover setzt auf die Entwicklung bahnbrechender Produkte, die den ständig wechselnden Anforderungen im Bereich der Tiermedizin gerecht werden. Andover ist auf Produktentwicklung spezialisiert. Unser Kundendienst liegt uns dabei ganz besonders am Herzen. Bei Andover Healthcare geht es nicht nur um Produkte, Technologien oder Dienstleistungen – es geht stets um die Summe all dieser Dinge.

Professionelle Tierärzte, Pferdetrainer und Haustierbesitzer gleichermaßen haben die patentierte Technologie von Tevon PetFlex und PowerFlex begeistert angenommen und wissen den hieraus resultierenden Nutzen in Sachen Unterstützung und Schutz ihrer Tiere zu schätzen. Für mehr Informationen zu Produkten von Andover wenden Sie sich bitte an:

Andover Healthcare, Inc.
9 Fanaras Drive
Salisbury, MA 01952
Telefon: 978-465-0044
Fax: 978-462-0003
www.andoverhealthcare.com



Español

Andover Healthcare es un fabricante líder de vendajes y cintas cohesivos para las industrias de salud animal, cuidados de la salud y medicina deportiva. Fundado en 1976, Andover está comprometido a una nueva e innovadora tecnología, y distribuye sus productos patentados por todo el mundo. Todos los productos de Andover se fabrican en los EE.UU.

Andover se esfuerza en desarrollar productos de vanguardia para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de la industria de la salud animal. El desarrollo de productos es la especialidad de Andover y el servicio al cliente es nuestro compromiso. En Andover Healthcare no sólo se trata de productos, tecnología o servicios – se trata de todas estas cosas, todo el tiempo.

Los profesionales veterinarios, entrenadores de caballos y dueños de mascotas han adoptado la tecnología patentada de PetFlex y PowerFlex por el soporte y protección que brindan a sus animales. Para mayor información acerca de los productos de Andover, por favor contacte a:

Andover Healthcare, Inc.
9 Fanaras Drive
Salisbury, MA 01952
Teléfono: 978-465-0044
Fax: 978-462-0003
www.andoverhealthcare.com



Nederlands

Andover Healthcare is een toonaangevende fabrikant van cohesieve verbanden en tapes voor de dierengezondheid-, gezondheidszorg- en sportmedicijnenindustrie. Andover, opgericht in 1976, is toegewijd aan een nieuwe en innovatieve technologie en distribueert haar gepatenteerde producten over de gehele wereld. Alle Andover producten zijn gemaakt in de VS.

Andover heeft als doel om doorbrekende producten te ontwikkelen om zodoende altijd de veranderende behoeften van de dierengezondheidsindustrie tegemoet te kunnen komen. Bij Andover Healthcare gaat het niet alleen om de producten, technologie of service – het gaat om al deze dingen, altijd.

Professionele dierenartsen, paardentrainers en diereneigenaren hebben gezamenlijk de gepatenteerde PetFlex en PowerFlex technologie omarmt vanwege de ondersteuning en bescherming die het hun dieren geeft. Neem voor meer informatie over Andover producten contact op met:

Andover Healthcare, Inc.
9 Fanaras Drive
Salisbury, MA 01952
Telefoon: 978-465-0044
Fax: 978-462-0003
www.andoverhealthcare.com